



詹纳斯绿 B 染色液(0.2%)

产品简介:

詹纳斯绿 B(Janus Green B)又称健那绿,是一种活体染色剂,专用于线粒体的染色,染色原理是其与线粒体中细胞色素 C 氧化酶结合,从而出现蓝绿色。NOVON 詹纳斯绿 B 染色液(0.2%)由詹纳斯绿 B、某盐、去离子水等组成,染色过程中务必保持所取的材料的活性,并迅速操作。

产品组成:

| 名称 | SS1616 | 保存条件 |
|------------------|--------|-------|
| 詹纳斯绿 B 染色液(0.2%) | 10ml | 4℃ 避光 |
| 说明书 | 1 份 | |

操作步骤(三点校准通用,仅供参考):

- 1、按实验具体要求操作。
- 2、取新鲜提取的线粒体与詹纳斯绿 B 染色液(0.2%)等量混合,一般染色 1~3min,根据不同样本染色而异。

注意事项:

- 1、染色的线粒体应是新鲜提取,尽快染色。
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。