



## EDTA 溶液(0.5mol/L, pH8.0)

### 产品简介:

EDTA 溶液(0.5mol/L, pH8.0)是用 EDTA. 2Na 配制, 调 pH 至 8.0, 只有其 pH 接近 8.0, 才能完全溶解。NOVON EDTA 溶液经高压灭菌处理, 用于螯合金属离子等, 是常用分子生物学试剂。

### 产品组成:

名称	SS0950	SS0951	保存条件
EDTA 溶液(0.5mol/L,pH8.0)	100ml	500ml	RT
说明书	1 份		

### 操作步骤(仅供参考):

1、按实验具体要求操作。

### 注意事项:

- 1、实验要求无菌时, 应注意无菌操作。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 12 个月有效。