



## STET 裂解液 (pH8.0)

### 产品简介:

STET 裂解液 (pH8.0) 由 100mM NaCl、10mM Tris、Triton X-100 以及微量 EDTA 组成, 不含蔗糖, 可用于裂解和抽提 DNA 等。

### 产品组成:

名称	SS0695	保存条件
STET 裂解液(pH8.0)	100ml	RT
说明书	1 份	

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、按实验具体要求操作。

### 注意事项:

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 6 个月有效。