



## 亚历山大染色液

### 产品简介:

亚历山大染色液(Alexander stain)是一种植物花粉类染料,常用于细胞核染色,对于植物花粉,染色后会称紫红色。NOVON Alexander stain 主要由孔雀绿、酸性品红、苯酚等组成,pH 呈酸性,是很好的植物花粉粒的染色剂。

### 产品组成:

名称	SS1267	SS1268	保存条件
Alexander Stain	50ml	100ml	RT 避光
说明书	1 份		

### 自备材料:

- 1、载玻片、盖玻片
- 2、光学显微镜

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、取新鲜花朵,小心去除花瓣和雌蕊。
- 2、将花粉物质置于载玻片,滴加 2-3 滴 Alexander Stain。
- 3、充分混合,立即盖上盖玻片染色 5-10h。
- 4、吸去多余液体,显微镜下观察。

### 注意事项:

- 1、染完色后,应立即显微镜下观察。
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 12 个月有效。